



ZIVA

PERFETTA SINTESI TRA QUALITÀ ED ESSENZIALITÀ



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948



ZIVA

PLAFONIERA A LED
ODONTOIATRICA

QUALITÀ ESSENZIALE
PER ESIGENZE OPERATIVE ED ESTETICHE

Nata dalla costante ricerca di FARO di **soluzioni innovative** e performanti per l'illuminazione dello studio odontoiatrico, **ZIVA** è la plafoniera ideata per soddisfare esigenze operative ed estetiche dello studio odontoiatrico. L'attenta e scrupolosa **selezione di materiali e componenti** insieme alla **cura nei particolari** rendono ZIVA la perfetta sintesi tra qualità ed essenzialità.



**ILLUMINAZIONE OMOGENEA
SENZA ZONE D'OMBRA**

La plafoniera odontoiatrica ZIVA utilizza tecnologie di ultima generazione che consentono un'**illuminazione omogenea e proporzionata** dell'ambiente di lavoro, **riducendo sia le zone d'ombra** che lo **stress** e l'**affaticamento visivo** dell'operatore. La soluzione ideale per coloro che cercano una plafoniera con elevate prestazioni ad un prezzo competitivo.

L'indice di **resa cromatica > 90** e la **temperatura colore di 5.500 K**, permettono una **reale determinazione** della **colorazione** e una maggior definizione dei **dettagli**.


**SISTEMA FISSAGGIO
MAGNETICO**

Cambiare non è mai stato così facile. L'innovativo **sistema di fissaggio magnetico** rende l'installazione a plafone estremamente facile ed intuitiva, così come il **"Kit Sospensione"*** permette di convertire facilmente **ZIVA** in una plafoniera a sospensione.


Questa **duplice modalità di installazione** consente la collocazione di ZIVA su **qualsiasi tipologia di soffitto**, permettendo di rinnovare così l'immagine dello studio odontoiatrico, rendendolo un ambiente moderno, elegante e funzionale.

**UTILIZZO 2.0
APP "ZIVA"**

È L'APP DISPONIBILE PER iOS E ANDROID, CHE CONSENTE ALL'OPERATORE DI SELEZIONARE IL LIVELLO OTTIMALE DI LUCE CREANDO SCENARI PERSONALIZZATI CHE POSSONO ESSERE MEMORIZZATI E RICHIAMATI IN QUALSIASI MOMENTO.



CARATTERISTICHE TECNICHE



SPECIFICHE GENERALI**	ZIVA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220/240 Va - 50/60 Hz
POTENZA	Max 240 W
DIMENSIONI	935x603x48 mm
PESO	8 Kg
ILLUMINAMENTO	Fino a 3.100 Lux (alla distanza di 1.45 m)
TEMPERATURA COLORE	5.500 K
RESA CROMATICA	> 90

* Optional

** (I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

Prodotto Conforme alla Direttiva 2015/53/EU



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
comm.italia@faro.it

FARO FRANCE

Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE:

