



W o r l d L e a d e r i n D e n t a l A t t a c h m e n t s

LISTA CODICI

per Odontotecnici e Dentisti



34^a Edizione

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

IMPIANTI




Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO D'IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- 2 GUAINE FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLI EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

RICAMBI



Ref. 151SS	• 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI
Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)
Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)
Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)
Ref. 140CEN	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
Ref. 141CAE	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
Ref. 141CTE	• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA
Ref. 330SBE	• 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
Ref. 335CSB	• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)
Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)
Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO)
Ref. 239GSF	• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm)
Ref. 339SSE	• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR
Ref. 158VAE	• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE
Ref. 158SAE	• 1 SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER SEEGER)
Ref. 158CAE	• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER SEEGER)

ACCESSORI



Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO
Ref. 144MTE	• 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE
Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE
Ref. 144AE	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO

STRUMENTI



Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO
Ref. 774CHE	• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare Ot-equator (QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE
Ref. 760CE	• 1 CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)
Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO (NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)
Ref. 185SIS	• 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER
Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)
Ref. 760CRD	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per Ot Equator e Spheroblock /flex: VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE, SUGGERITO 25Ncm

OT UNILATERAL

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONNETTORE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

OT CAP TECNO



NORMO

Ref. 093CTN

OT CAP TECNO NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLI NORMO/MICRO



MICRO

Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

SFERE SINGOLE FILETTATE

CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO



Ref. 139KSM

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

RICAMBI



Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per Normo e Micro - 1.6mm passo fine



Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm

Ref. 039FM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)
ESAGONO 1.3mm

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)
ESAGONO 0.9mm

OT CAP

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO

Ref. 005SKL

**DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI**

Ref. 005SKT

- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft - VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL
BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI a SPINA OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 BARRETTE in CERAMICA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 2 CHIAVI TECNO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



Ref. 005SKLB

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKTB

CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

OT EQUATOR

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft


OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA- standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE
- 2 BARRETTE IN CERAMICA

STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

ATTACCHI OT CAP SYSTEM




Ref. 038STF
MIS. NORMO

SFERE SINGOLE FLEX IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 038STN
MIS. NORMO

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 038STM
MIS. MICRO

SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 092CAN

OT CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 092CAM

OT CAP MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 196BCN

OT CAP NORMO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 197BCM

OT CAP MICRO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMO *PER SCHELETRATI*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO *PER SCHELETRATI*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

OT BOX LARGE

CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

ATTACCHI OVERDENTURE



Ref. 011SPL

PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10



KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10




PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)



Ref. 033PSF

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2.5 mm)

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm
Sfera Normo ø 2,5
Sfera Micro ø 1,8

Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10



Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

PIVOT BLOCK in TITANIO Normo

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 2,5

PIVOT BLOCK in TITANIO Micro

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 1,8

OT REVERSE 3 in TITANIO Micro

CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA



Ref. 034PRK

Ø del perno sottosfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Ref. 010PSP

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

Ref. 012PSM

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Ref. A01MOG

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10

Ref. A03MOB

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

Ref. 121FD

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI



IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM



SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 109

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 002

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI




SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 003

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO D'IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normo e Micro)
ESAGONO 2,3mm



Ref. 760CBM

CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO
ESAGONO 1,3mm



Ref. 760CRD

CRICCHETTO REVERSIBILE DINAMOMETRICO

Per il serraggio di Sphero block - flex e Ot Equator
Valore da 15 a 35Ncm - Max 50Ncm torque, suggerito 25Ncm

SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse
con filettatura non inferiore mm 1,8

Ref. TE


Supplemento
applicazione tassello



TASSELLO ELASTICO



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK

CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA DELL'ABUTMENT IN TITANIO



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

Ref. 880CLT

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

Ref. 880CLR

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

ACCESSORI OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA



Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA



Ref. 055SCN

• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

Ref. 150BPN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



Ref. 192ACN

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

Ref. 048CAN

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO
(ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g

Ref. 048CON

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g

Ref. 049PCN

• 6 CAPPETTE NORMO VERDI
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g

Ref. 060CRN AY

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g

Ref. 040CRN SN

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 900g

Ref. 040CRN

• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g

Ref. 040TCN

• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO

Ref. 043CLN

• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCNDR8

• 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g



Ref. 060CRNAYDR8

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g



Ref. 040CRNSNDR8

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g



Ref. 040CRNDR8

• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g



Ref. 042AMN

• 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

• 2 CONTENITORI INOX NORMO



Ref. 041CTN

• 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



Ref. 044PPN

• 2 PERNI ANALOGHI NORMO



Ref. 100SAN

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO

RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm



Ref. 055SCM

• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI

Ref. 150BPM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE



Ref. 192ACM

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

Ref. 048CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO
(ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

Ref. 048COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

Ref. 049PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

Ref. 060CRM AY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

Ref. 040CRM SN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 800g

Ref. 040CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI
(RITENZIONE STANDARD) - 1100g

Ref. 040TCM

• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO

Ref. 043CLM

• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g

Ref. 040CRMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MONO MICRO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)

Ref. 041CAM

• 2 CONTENITORI INOX MICRO

Ref. 041CTM

• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA

Ref. 101PPM

• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA

Ref. 044PPM

• 2 PERNI ANALOGHI MICRO

Ref. 100SAM

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO (PER BARRE OT-CAP MICRO)

STRUMENTI NORMO-MICRO



Ref. 485IC

• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)

Ref. 74AC01

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/EQUATOR

Ref. 74AC02

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO

Ref. 74AC03

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO
(SOLO PER OT CAP TECNO)

Ref. 491EC

• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO
(CON FORO PORTA STELO)

STRUMENTI NORMO-MICRO *continua*

	Ref. 080RCN	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 080RCM	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO
	Ref. 082ATN	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 083ATM	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO

ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,2 mm



Ref. 155CC • 6 CONNETTORI



Ref. 187CRS • 2 SFERE CAVE *DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm 1,8 - 2,2 - 2,5*



Ref. 187CRE • 2 OT EQUATOR CAVI



Ref. 189SRS • 2 SFERE PIENE *DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8*



Ref. 100PD • 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm



Ref. 100PDR • 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm



Ref. 038GCS • 2 BASI GUIDA CALCINABILI



Ref. 044PP22 • 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø 2,2 mm

KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE

KIT NORMO

Ref. 074KAN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT./STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

KIT MICRO

Ref. 074KAM

KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT./STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP



NORMO

Ref. 064ACN

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione NORMO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

MICRO

Ref. 064ACM

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione MICRO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD





Ref. 154PCS

• 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI



Ref. 054PLS

• 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI



Ref. 154STY

• 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY



Ref. 047CSD AY

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



Ref. 047CSD SN

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 900g



Ref. 047CSD

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



Ref. 047CLS

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE
(SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 047CSDDR8

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE"
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



Ref. 045CSM AY

• 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE
(RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM SN

• 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE
(RITENZIONE SOFT) - 900g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM

• 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g
(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CLS

• 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE
(SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 045CSMDR8

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)



Ref. 046CSM

• 2 CONTENITORI INOX STRATEGY



Ref. 101OTS

• 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
(PER SALDARE CONTENITORE INOX)

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE:

Ref. 047ACS

• 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
• 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
• 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE:

Ref. 045ACS

• 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
• 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
• 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



Ref. 044PPS

• 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY

Ref. 486ICS

• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY

Ref. 75AC04

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY

Ref. 081RCS

• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY




RICAMBI OT BAR MULTIUSE



Ref. 022OBB	• 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4 CLIP DI POSIZIONE A PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 024CPB	• 4 CLIP DI POSIZIONE B PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 027CRG	• 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE MEDIUM 1,8Kg
Ref. 026CRR	• 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE SOFT 1,2 Kg
Ref. 027CRS	• 4 CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg
Ref. 022RGO	• 2 CONNETTORI CALCINABILI
Ref. 429IOBM	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

RICAMBI OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 MASCHI CALCINABILI • 2 CHIAVI A SPINA
Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL
Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD
Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT
Ref. 472ICV	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL

RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER



Ref. 120MR2	• 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)
Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO
Ref. 121AOR	• 2 ANALOGHI IN OTTONE PER RADICI
Ref. 121AAR	• 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER IMPIANTI
Ref. 121MT	• 2 MONCONI DI TRASFERIMENTO IN PLASTICA



Ref. 121AM

• 2 ATTREZZI MANUALI



Ref. 121PR

• 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI



Ref. 124IMR

• 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3



Ref. 72CBR

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3
(per barra calcinabile)



Ref. 72CFR

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3
(per femmina in titanio)

RICAMBI OT LOCK



Ref. 882CS

• 1 CHIAVE SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio - calcinabile)



Ref. 882AF

• 1 ANELLO FLESSIBILE



Ref. 882CB

• 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO



Ref. 882CPT

• 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO
(solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)



Ref. 882PPC

• 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA



Ref. 882CLST

• 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio regolabile)



Ref. 882DCC

• 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE



Ø DISPONIBILI:
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALBRATORE E PORTA STRIP



Ref. 087CRE

OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALBRATORE E PORTA STRIP



Ref. 089SRS

SFERA PIENA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

BOX PORTA-PROTESI MODULABILI

COMPONENDO I VARI PEZZI SI OTTENGONO 6 FORMATI DI MISURE DIVERSE



Ref. 0P6

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 BOX ASSORTITI
- COLORI: BLU - CELESTE - BIANCO




A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITATIVI ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO



Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE

MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLELOMETRO**
CON BASE PORTAMODELLI
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)

OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI. SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 CENTRATORE MANUALE
- 1 CORPO ESTRATTORE

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 680FA*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

*Specificare tipo di impianto e diametro

I RICAMBI "OT REVERSE SYSTEM" "OT KLASS" E "BROKEN SCREW EXTRACTOR (Ref.780)" SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI TELEFONARE.

RHEIN83

SERVIZI DIRETTI

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte dirette a domande tecniche

Numero Verde Gratuito
800-901172

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 internet
www.rhein83.com

Informazioni generali
info@rhein83.com

Ordini Italia
vendite.italia@rhein83.it
ivonne.vendite@rhein83.it

Servizio acquisti
fabia.acquisti@rhein83.it

Amministrazione
raffaella.contabilita@rhein83.it
simona.amministrazione@rhein83.it

Ordini esteri
angela.internationaltrade@rhein83.it

Supporto tecnico
gianni.storni@rhein83.it (Divisione tecnica)

Ufficio Marketing
marketing@rhein83.it



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396

Fax (+39) 051 245238

Numero Verde 800-901172

<http://www.rhein83.com>

e-mail: info@rhein83.com

Timbro del rivenditore



UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012