

Synea Vision

Modelli :	TK-94 L / TK-94 LM	TK-97 L / TK-97 LM	TK-98 L / TK-98 LM	TK-100 L / TK-100 LM
Luce :	LED+ / Fibra Ottica	Anello Led+ / Fibra ottica	Anello Led+ / Fibra ottica	Anello Led+ / Fibra ottica
Raccordo :	W&H Roto Quick / Multiflex®**	W&H Roto Quick / Multiflex®**	W&H Roto Quick / Multiflex®**	W&H Roto Quick / Multiflex®**
Dimensioni testina :	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11,5 mm	Ø 13 mm
Altezza testina :	17,2 mm (con fresa da 19 mm)	21,1 mm (con fresa da 19 mm)	21,4 mm (con fresa da 19 mm)	21,4 mm (con fresa da 19 mm)
Potenza :	14 W*	21 W*	24 W*	26 W*
Velocità :	410,000 giri/min	400,000 giri/min	360,000 giri/min	330,000 giri/min
Fresa FG Ø 1,6 Diametro max parte attiva: Lunghezza max:	1,5 mm 16 mm	2 mm 21 mm	2 mm 25 mm	2,5 mm 25 mm

Pressione di esercizio raccordo Roto Quick: Pressione di esercizio raccordo Multiflex®**:	3 ± 0.3 bar 2,5 – 4 bar	3 ± 0.3 bar 2,5 – 4 bar	3 ± 0.3 bar 2,5 – 4 bar	3 ± 0.3 bar 2,5 – 4 bar
Spray:	5 ugelli	5 ugelli	5 ugelli	5 ugelli

Synea Fusion

Modelli :	TG-98 L / TG-98/ TG-98 L RM	TG-97 L / TG-97/ TG-97 L RM	TG-98 LM / TG-98 LN	TG-97 LM / TG-97 LN
Luce :	LED+ / no / LED+	LED+ / no / LED+	Fibra Ottica	Fibra Ottica
Raccordo:	Roto Quick / RM	Roto Quick / RM	Multiflex®** / NSK Mach®**	Multiflex®** / NSK Mach®**
Dimensioni testina :	Ø 11,5 mm	Ø 10 mm	Ø 11,5 mm	Ø 10,5 mm
Altezza testina :	21,4 mm (con fresa da 19 mm)	21,1 mm (con fresa da 19 mm)	21,4 mm (con fresa da 19 mm)	21,1 mm (con fresa da 19 mm)

Potenza :	21 W*	18 W*	21 W*	18 W*
Velocità :	360,000 giri/min	390,000 giri/min	360,000 giri/min	360,000 giri/min
Fresa FG Ø 1,6 Diametro max parte attiva: Lunghezza max:	2 mm 25 mm	2 mm 21 mm	2 mm 25 mm	2 mm 21 mm
Pressione di esercizio raccordo Roto Quick, RM, Multiflex®**, NSK Mach®**:	3 ± 0,3 bar	3 ± 0,3 bar	3 ± 0,3 bar 2,5 – 4 bar	3 ± 0,3 bar 2,5 – 4 bar
Spray:	4 ugelli	4 ugelli	4 ugelli	4 ugelli