

Surgipro™ sutura

Surgipro™ II sutura



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Struttura	monofilamento
Tipo di Sutura	non assorbibile
Composizione	Surgipro™ – polipropilene Surgipro™ II – polipropilene con etilene
Rivestimento	non rivestito
Colore	blu, trasparente
Resistenza Tensile	permanente
Profilo di Assorbimento	permanente
Diametri	sutura Surgipro™: diametri da 10-0, 6-0, 2-0 a 2 sutura Surgipro™ II: diametri da 8-0 a 3-0
Indicazioni	Le suture monofilamento in polipropilene Surgipro™ e Surgipro™ II sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in genere, compreso l'uso in chirurgia cardiovascolare, oftalmica e per il tessuto nervoso.
Controindicazioni	nessuna nota
Metodo di Sterilizzazione	ossido di etilene
Marchio CE	classe III, in accordo con la direttiva EU 93/42/EEC, annex II
Confezioni	1, 2 o 3 dozzine
Vita del Prodotto	5 anni
Temperatura e Livelli di Umidità	Nel foglietto illustrativo viene dichiarato di conservare il prodotto a temperatura ambiente. In generale, gli studi di stabilità vengono effettuati per brevi periodi a 50 gradi (per 38 settimane) e 54.4. gradi (per 32 settimane) solamente per accelerare il processo di invecchiamento. Queste condizioni non sono intese come condizioni di stoccaggio. Test effettuato a 22 gradi +/- 10 gradi senza controllo dell'umidità per l'intera vita del prodotto.

SOSTANZE PRESENTI NELLE SUTURE

No Ftalati	✓
No PVC	✓
No Bisfenolo	✓
No Sostanze Antimicrobiche	✓
No Lattice	✓
No Triclosan*	✓

* Le suture Medtronic sono 100% senza Triclosan

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

I codici Surgipro™ and Surgipro™ II possono essere identificati con i codici che cominciano con:
SP, CP, 3CP, P, VP, VPF, X, GP

INFORMAZIONI TECNICHE SUGLI AGHI

Per informazioni tecniche sugli aghi per favore fare riferimento alla [scheda tecnica](#)

IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d'uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.

© 2019 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi registrati di Medtronic. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati di una società del gruppo Medtronic. 19-weu-surgipro-tech-sheet-it-3041200

medtronic.com/covidien/it

Medtronic
Further, Together